

voco DIGITAL SOLUTIONS

CediTEC®

CAD/CAM-LÖSUNG FÜR PERMANENTE PROTHESEN

Grandio® blocs & Grandio® disc

NANO-HYBRID- EXPERTISE FÜR DEN CAD/CAM- BEREICH

Bestimmen Sie Ihren zeitlichen Arbeitsablauf

Kein Aufschütteln notwendig -

V-PRINT DRUCKHARZE – IMMER HOMOGEN

Grandio® disc multicolor

Das nanokeramische Hybrid-
Material mit Invisible-Layer-
Technology

V-Print®

3D-Druckmaterialien
der Spitzenklasse

Structur CAD

CAD/CAM-Composite
für die temporäre
Versorgung

Grandio[®] disc multicolor

permanent

Für besonders ästhetische Restaurationen gibt es Grandio disc multicolor – die Farberweiterung des nanokeramischen Hybrid-Materials Grandio disc: Die Einfärbung der Grandio disc multicolor lässt die Restauration sehr lebendig wirken, was aufgrund der Materialeigenschaften mit nur drei Schichten erreicht wird. Durch die sogenannte Invisible-Layer-Technology wird der natürliche Farbverlauf des Zahnes von der Schneide bis zum Zahnhals imitiert.

Die Vorteile im Überblick:

- Höchster Füllstoffgehalt (86 Gew.-%)
- Hochästhetische Restaurationen mit nur drei Schichten
- Besondere Zusammensetzung des Materials erzeugt einen Farbverlauf der multicolor-Restauration wie bei dem natürlichen Zahn (Invisible-Layer-Technology)




Grandio disc multicolor

15 mm (ø 98 mm)

1 × 15 mm A1	REF 6216
1 × 15 mm A2	REF 6217
1 × 15 mm A3	REF 6218
1 × 15 mm A3.5	REF 6219
1 × 15 mm B1	REF 6220
1 × 15 mm C2	REF 6221

436,50 €



Grandio[®] blocs & Grandio[®] disc

permanent

Die nanokeramischen Hybrid-CAD/CAM-Materialien Grandio blocs und Grandio disc sind für definitive Einzelzahnrestaurationen indiziert und setzen mit ihrer weit überdurchschnittlichen Materialfestigkeit neue Maßstäbe. Mit 86 % Füllstoffgehalt sind sie die höchstgefüllten ihrer Klasse.



Auch für PlanMill[®] erhältlich

Grandio blocs

5 × Gr. 12 LT/HT
(REF siehe Tabelle)

112,40 €

Grandio blocs

5 × Gr. 14L LT/HT
(REF siehe Tabelle)

121,20 €

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)
(REF siehe Tabelle)

408,00 €

	Blocks 12	Blocks 14L	Disc 15 mm
A1 LT	6003	6018	6050
A2 LT	6004	6019	6051
A3 LT	6005	6020	6052
A3.5 LT	6006	6021	6053
B1 LT	6007	6022	6054
C2 LT	6008	6023	6055
BL LT	6009	6024	6056
A1 HT	6012	6027	6057
A2 HT	6013	6028	6058
A3 HT	6014	6029	6059
A3.5 HT	6015	6030	6060

Structur CAD

temporary

CAD/CAM-
Composite für die
temporäre
Versorgung

Ein Langzeitprovisorium, das hält, was es verspricht und zudem einfach und schnell in der Herstellung ist? Kein Problem mit Structur CAD, dem Composite für temporäre Restaurationen per CAD/CAM-Verfahren.

Structur CAD ist ein gefülltes Composite, bei dem die Füllstoffe für eine hohe Qualität und somit für eine sichere Tragedauer speziell bei Langzeitprovisorien sorgen. Damit repräsentiert Structur CAD die neueste Generation temporärer Restaurationen.



Die Vorteile im Überblick:

- **Schnelle und effiziente** CAD/CAM-Herstellung passgenauer temporärer Restaurationen
- **Höchste Qualität und Ästhetik** für eine lange, sichere Tragedauer – besonders geeignet für Langzeitprovisorien und semi-permanente Restaurationen
- **Exzellente Kantenstabilität**
- **Müheloses Polieren** und Individualisieren – intra- und extraoral
- Verwendung eines MMA-Primers nicht notwendig

Blocks 5 x Gr. 40L

- 5 x Gr. 40L A1 REF 6076
- 5 x Gr. 40L A2 REF 6077
- 5 x Gr. 40L A3 REF 6078

86²⁰ €

Disc 1 x 20 mm (Ø 98 mm)

- Disc A1 REF 6071
- Disc A2 REF 6072
- Disc A3 REF 6073

170¹⁰ €



V-Print® Trusted Partners

VOCO kooperiert mit zahlreichen namhaften Druckerherstellern. Für die V-Print-Harze werden im Rahmen der Partnerschaft individuelle Druckereinstellungen ermittelt. Ideale und reproduzierbare Druckergebnisse sind das Resultat der intensiven Zusammenarbeit. Eine aktuelle Liste der mit V-Print kompatiblen 3D-Drucker finden Sie unter www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print



		c&b temp	IBT NEU!	SG clear	splint clear	splint comfort clear	model 2.0 beige	tray blue	Try-In beige	dentbase pink	cast blue
VOCO	SolFlex 650, 350, 170 / SMP	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
	SolFlex 170 HD	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W2P	SolFlex 650, 350, 170 / PLUS	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
	SolFlex 163 FullHD	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASIGA	MAX UV, PRO 4K	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Shape	D20 II, D30 II, D40 II, D10+, D20+, D30+, D50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ackuretta	SOL, SOL Plus	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓ / ■	✓ / ■	✓	✓ / ■
Microlay	Versus	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EVE Pro	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Straumann	P20, P30, P40, P10+, P20+, P30+, P50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MiiCraft	Prime150Y, Ultra125Y/150Y, Hyper125Y, Profession250Y	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shining 3D	AccuFab-L4D	✓	■	✓	✓	✓	✓	■	■	✓	✓
Uniz	SLASH 2 PLUS	—	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	—
Union Tech	EvoDent S300	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	E128, E280	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ validiert ■ in Bearbeitung *Nur mit PowerVat

V-Print®

VOCO hält mit der V-Print-Familie dem professionellen Anwender praxiserprobte Dentalmaterialien der Spitzenklasse für den 3D-Druck bereit.

Alle 3D-Druckmaterialien werden im VOCO Stammsitz in Cuxhaven von einem interdisziplinären Forscherteam aus Zahntechnikern, Dentalingenieuren und Chemikern entlang der digitalen Prozesskette entwickelt – so wird ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit und Praxistauglichkeit gewährleistet. V-Print-Druckmaterialien von VOCO bringen praktische Vorteile mit, um Ihnen Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern.

VOCO



TRUSTED
PARTNER

rapidshape

ASIGA®

ACKURETTA

MICROLAY®

W2P

straumann

3shape

exocad



Alle Druckpartner finden Sie
unter www.voco.dental/
3dprintingpartners

**200 g
GRATIS**

Testen ohne Risiko

Beim Kauf einer **1.000 g Flasche** V-Print model 2.0, V-Print dentbase oder V-Print splint comfort erhalten Sie **kostenfrei** eine **200 g Flasche** dazu.

Bei Nichtgefallen können Sie die ungeöffnete 1.000 g Flasche zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Der Versand der 200 g Flasche erfolgt durch VOCO.

Probieren Sie auch unseren kostenlosen 3D-Druck aus und fordern Ihr Muster ab: www.voco.dental/formular/3d-musterdruck

**4 + 1
Flasche
gratis¹**

	Farbe	Indikationen	Klasse	Flasche		
V-Print c&b temp	A1	Langzeitprovisorien wie Kronen, Brücken und Mock-ups	MP IIa	500 g	REF 6897	245,00 €
	A2				REF 6898	
	A3				REF 6899	
	A3.5				REF 6900	
	B1				REF 6901	
	BL				REF 6902	
V-Print IBT NEU!	clear	Orthodontische Transferschienen für die Bracketplatzierung	MP I	1000 g	REF 6127	272,00 €
V-Print SG	clear	Dentale Bohrschablonen	MP IIa	1000 g	REF 6043	302,30 €
V-Print splint	clear	Therapeutische Schienen, Hilfs- und Funktionsteile, die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching)	MP IIa	1000 g	REF 6044	404,00 €
V-Print splint comfort	clear	Therapeutische Schienen, Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching), Gaumenplatten	MP IIa	1000 g	REF 6126	432,00 €
V-Print dentbase	pink	Herausnehmbare Prothesenbasen	MP IIa	1000 g	REF 6048	359,00 €
V-Print tray	blue	Individuelle Abform- und Funktionslöffel, Basen für Bisschablonen und Wachsaufstellungen in der Teilprothetik, Bissregistrare	MP I	1000 g	REF 6047	272,00 €
V-Print Try-In	beige	Einprobekörper für die Total- und Teilprothetik, Transfer- und Einschleifschablonen, Korrekturabformungen und Bissnahmen	MP I	1000 g	REF 6049	269,50 €
V-Print model 2.0	beige	Dentale Arbeits- und Präsentationsmodelle	Tec Resin	1000 g	REF 6128	181,60 €
				5000 g	REF 6129	819,00 €
V-Print cast	blue	Herstellung rückstandslos verbrennbarer Objekte für Gießprozesse und Presskeramik	Tec Resin	1000 g	REF 6045	232,40 €

Ästhetisch, präzise, individuell – das sind die Anforderungen, die auch an digital gefertigte Totalprothesen gestellt werden. Die digitale Planung und Erstellung einer Prothese bietet Ihnen viele Vorteile. Neben der schnellen und einfachen Reproduzierbarkeit von CAD/CAM gefertigten Prothesen spielen auch Haltbarkeit und Ästhetik eine wichtige Rolle. Mit unseren speziell für die Prothesenherstellung entwickelten Produkten aus unserem Portfolio können Sie Prothesen komplett im CAD/CAM-Prozess erstellen.



CAD/CAM-Komplettsystem zur Herstellung von herausnehmbaren Prothesen



CediTEC DB Denture Base

Disc 1 x 30 mm (ø 98 mm)

pink **REF 6195**
orange-pink **REF 6197**

89,90 €

CediTEC DT Denture Teeth

Disc 1 x 20 mm (ø 98 mm)

A1 **REF 6085**
A2 **REF 6086**
A3 **REF 6087**
BL **REF 6088**

179,80 €

Set CediTEC Adhesive

1 x 80 g CediTEC Adhesive
1 x 4 ml Flasche CediTEC Primer
+ Zubehör

REF 6082

144,50 €



Die Vorteile im Überblick:

- Flexible Wahl der Prothesenbasis – 3D-gedruckt mit V-Print dentbase oder gefräst mit CediTEC DB
- Hochqualitative Materialien für einen langen und hohen Tragekomfort
- Individuelle Prothesen – jederzeit reproduzierbar und individualisierbar




Quick Up®

Der Halt von Totalprothesen ist häufig unbefriedigend. Ursachen sind vor allem Knochenatrophie, Resorptionsvorgänge und ein sich veränderndes Tegument. Implantate werden sehr häufig für die Fixierung von Totalprothesen verwendet. Für den Patienten spart dies Zeit, Aufwand und Kosten, der Zahnarzt kann sich auf die Implantologie konzentrieren und braucht die vorhandene Prothese nur mit den entsprechenden Attachments bzw. Sekundärteilen (Matrizen) für die lösbare Verbindung mit den Implantaten auszustatten. Das Quick Up Set enthält alle Komponenten, die gebraucht werden, um Matrizen, Attachments und andere Befestigungselemente in Prothesen mit Kunststoffbasis zu befestigen.

Befestigung von Attachments und Sekundärteilen in der Prothese – ohne Karenzzeit

Die Vorteile im Überblick:

- Sehr einfache chair-side Anwendung
- Hohe Festigkeitswerte
- Komplettes Set für sofortige Anwendung inklusive Kontroll- und Ausblockmaterial für zu schützende Primärstrukturen, wie z.B. Implantate
- Ideale Kombination von selbsthärtendem Befestigungsmaterial und lichthärtendem Korrekturmateri
- Quick Up ist gingivafarben



Set QuickMix

1 x 7,5 g QuickMix Spritze
1 x 5 ml QuickMix Spritze Fit Test C & B
1 x 2 g Quick Up LC Spritze
1 x 4 ml Adhäsiv Flasche
+ Zubehör

REF 1625

185,70 € ~~212,00 € UVP**~~

Beim Kauf eines Sets über
12%*
sparen!

Ihre Bestellung

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeitenden an. Angebote sind nur bei teilnehmenden Handelspartnern gültig. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Der VOCO-Außendienst – immer für Sie da

Sie wünschen sich den „Rundum-Service“? Jemanden, den Sie bei Fragen zu Produkten sofort persönlich kontaktieren können, ohne lange in einer Warteschleife zu hängen? Jemanden, der dann zu Ihnen kommt, wenn es bei Ihnen passt? Dann ist unser Außendienst-Team genau das Richtige für Sie!

Rund 50 Dentalberater:innen sind tagtäglich für Sie im Einsatz. Ob Fragen, Wünsche, Bestellungen, Schulungen – sie kümmern sich um fast jedes Ihrer Anliegen.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Mit unserem Dentalberater-Finder voco.dental/dentalberater-finden-de können Sie einfach herausfinden, wer Ihr persönlicher Ansprechpartner ist.


VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

*gegenüber Einzelkauf **Summe der Einzelpreise ¹Nach Bestellung und Lieferung der geforderten Menge durch das von Ihnen gewählte Depot erhalten Sie eine weitere Packung direkt von VOCO als Rabatt geliefert. Gilt nur für gewerbliche Labore.

Dieser Prospekt wurde überreicht durch:



VC 84 01.12.40 DE 0324